

# Neues Untergestell

für die Modellserien Venta und Elvido



Clinic | **Care** | Homecare | Assist



Wohnliche  
Gestaltungsmöglichkeiten



**Einfachere  
Reinigung**  
dank glatterer  
Oberfläche



## Neue harmonische Linienführung

Pflegebetten von Stieglmeyer überzeugen durch ihr **wohnliches Aussehen** und ihre vielen Gestaltungsmöglichkeiten. Bei den Modellserien Venta und Elvido sorgt nun ein neues Detail für eine noch angenehmere Optik. Die Enden der Längsverstrebungen des Untergestells werden serienmäßig mit **4 Kunststoffabdeckungen** umkleidet. In ihrer silbergrauen Farbe passen sie genau zum Ton des Gestells.

Die Abdeckungen ummanteln einige mechanische Merkmale und sorgen dadurch für eine harmonischere Linienführung des Bettes. Zugleich lässt sich die **glattere Oberfläche** nun noch einfacher und gründlicher reinigen. Bei Bedarf können die Kunststoffelemente werkzeuglos abgenommen werden.



## Elegante Dekorabdeckung

Auf Wunsch ist eine noch umfassendere Abdeckung erhältlich. Ihre beiden Kunststoff-Elemente umkleiden die **kompletten Stirnseiten** des Untergestells und sind in den Farben mehrerer wohnlicher **Holzdekore** lieferbar. Wer nur das Kopf- oder das Fußteil ummanteln möchte, kann auch ein einzelnes Element erwerben. Die Dekorabdeckung verbirgt die technischen Aspekte des Pflegebettes und verleiht ihm

ein besonders elegantes und privates Aussehen. Auch sie lässt sich **leicht reinigen** und abnehmen und trägt dadurch zu einer sicheren Hygiene bei.

**Zur Auswahl stehen die Dekore Lindberg Eiche, Eiche Style Zimt, Havanna Kirsche und Buche Natur.**

Ihr Bett – unsere Leidenschaft  
Your bed – our passion

**Finland / Suomi**

Stieglmeyer Oy  
Ahjokatu 4 A  
15800 Lahti  
Phone +358 (0) 3 7536 - 320  
Fax +358 (0) 3 7536 - 330  
E-Mail [stieglmeyer@stieglmeyer.fi](mailto:stieglmeyer@stieglmeyer.fi)  
[finland.stieglmeyer.com](http://finland.stieglmeyer.com)

**Netherlands / Nederland**

Stieglmeyer BV  
Peppelenbos 7  
6662 WB Elst  
Phone +31 (0) 345 581 - 881  
E-Mail [info@stieglmeyer.nl](mailto:info@stieglmeyer.nl)  
[netherlands.stieglmeyer.com](http://netherlands.stieglmeyer.com)

**Poland / Polska**

Stieglmeyer Sp. z o.o.  
86-212 Stolno, Grubno 63  
Phone +48 56 6771 - 400  
Fax +48 56 6771 - 410  
E-Mail [info.stolno@stieglmeyer.pl](mailto:info.stolno@stieglmeyer.pl)  
[poland.stieglmeyer.com](http://poland.stieglmeyer.com)

**France**

Stieglmeyer SAS  
Bâtiment B  
27 chemin des Peupliers  
69570 Dardilly  
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336  
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481  
E-Mail [contact@stieglmeyer.fr](mailto:contact@stieglmeyer.fr)  
[france.stieglmeyer.com](http://france.stieglmeyer.com)

**South Africa**

Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd  
The Estuaries, Century City, Cape Town, 7441  
Phone +27 (0) 21 555 - 1415  
Fax +27 (0) 21 555 - 0639  
E-Mail [info.southafrica@stieglmeyer.com](mailto:info.southafrica@stieglmeyer.com)  
[south-africa.stieglmeyer.com](http://south-africa.stieglmeyer.com)

**Stieglmeyer GmbH & Co. KG**

Ackerstraße 42, 32051 Herford, Germany  
Phone +49 (0) 5221 185 - 0  
Fax +49 (0) 5221 185 - 252  
E-Mail [info@stieglmeyer.com](mailto:info@stieglmeyer.com)  
[www.stieglmeyer.com](http://www.stieglmeyer.com)

  
**STIEGELMEYER**

Finden Sie Ihren Händler auf unserer Webseite:  
Find your local partner at our website:  
[stieglmeyer.com/partner](http://stieglmeyer.com/partner)

Technische Änderungen vorbehalten. Leichte Farbabweichungen der Originale sind drucktechnisch bedingt. Stand 02/2018. Version 01. Artikel-Nr. 600824.  
Subject to technical changes without notice. The shown product colours may differ slightly from the actual product. Last updated 02/2018. Version 01. Item no. 600824.